

DryMax 2.4

REF	Wielkość	Waga	Zastosowanie	Stosowanie	Sterylnosc	Absorpcja	Skład	Utylizacja	Opakowanie
F20241	72 x 37 cm 28" x 14 1/2"	ok. 120g	Pochłanianie płynów oparte na wodzie, takie jak sól fizjologiczna, mocz i krew.	Produkt jednorazowego użytku, nie do cięcia, nie do chodzenia – ryzyko poślizgu.	Nie	9 litrów wody kranowej lub 3,5 litra 0.9% NaCl.	Rdzeń: celuloza i poliakryan sodu Pokrycie: polipropylen niekany	Traktować jak odpad kliniczny, spalanie daje dwutlenek węgla i wodę.	25 szt./torbę plastikową (do powieszenia na ścianie) x 4 = 100szt./pudełko

DryMax XL

REF	Wielkość	Waga	Zastosowanie	Stosowanie	Sterylnosc	Absorpcja	Skład	Utylizacja	Opakowanie
F22201	100x75 cm 39" x 29 1/2"	ok. 160g	Pochłanianie wszystkie płyny.	Produkt jednorazowego użytku, do cięcia, do chodzenia – niebieska powierzchnia antypoślizgowa od strony podłogi.	Nie	1.5 litra	Airlaid i niebieska bariera antypoślizgowa z polietylenu	Traktować jak odpad kliniczny, spalanie daje dwutlenek węgla i wodę.	10 szt./torbę plastikową (do powieszenia na ścianie) x 50 szt./pudełko

DryMax TRIPLE

REF	Wielkość	Waga	Zastosowanie	Stosowanie	Sterylnosc	Absorpcja	Skład	Utylizacja	Opakowanie
F20243	216 x 37 cm lub 3x72x37 cm 85" x 14 1/2" lub 3x28"x14 1/2"	ok. 200g	Pochłanianie płynów oparte na wodzie, takie jak sól fizjologiczna, mocz i krew.	Produkt jednorazowego użytku, nie do cięcia, nie do chodzenia – ryzyko poślizgu.	Nie	15 litrów wody kranowej lub 6 litrów 0.9% NaCl	Rdzeń: celuloza i poliakryan sodu Pokrycie: polipropylen niekany	Traktować jak odpad kliniczny, spalanie daje dwutlenek węgla i wodę.	40 szt./pudełko (40 potrójnych)

DryMax COMBIMAT

REF	Wielkość	Waga	Zastosowanie	Stosowanie	Sterylnosc	Absorpcja	Skład	Utylizacja	Opakowanie
F22202	100x110 cm 39" x 43"	ok. 350g	Biała część pochłanianie wszystkie płyny; zielona część superabsorbująca pochłanianie płynów oparte na wodzie, takie jak sól fizjologiczna, mocz i krew.	Jednorazowa mata do chodzenia z niebieską powłoką antypoślizgową od strony podłogi.	Nie	Ok. 15 litrów 0.9% NaCl. Część biała: 1.5 litra wszystkich płynów.	Airlaid i niebieska bariera antypoślizgowa z polietylenu	Traktować jak odpad kliniczny, spalanie daje dwutlenek węgla i wodę.	5 szt./plastikowa torba (do powieszenia na ścianie) x 6 = 30 szt./pudełko

DryMax STERILE

REF	Wielkość	Waga	Absorpcja	Opakowanie	Zastosowanie	Stosowanie	Sterylnosc	Skład	Utylizacja
Maxi	F50241	72x37 cm 28" x 14 1/2"	105g	Woda: 6 l NaCl: 2.4 l	40x2= 80szt.				
Maxi Tape	F50243	72x37 cm 28" x 14 1/2"	110g	Woda: 6 l NaCl: 2.4 l	40x2= 80szt.	Pochłanianie płynów oparte na wodzie, takie jak sól fizjologiczna, mocz i krew.	Produkt jednorazowego użytku, nie do cięcia, nie do chodzenia – ryzyko poślizgu.	Tak EO	Rdzeń: celuloza i poliakryan sodu Pokrycie: polipropylen niekany
Midi	F50161	56x37 cm 22" x 14 1/2"	80g	Woda: 4 l NaCl: 1.6 l	50x2= 100szt.				Traktować jak odpad kliniczny, spalanie daje dwutlenek węgla i wodę.
Midi Tape	F50163	56x37 cm 22" x 14 1/2"	80g	Woda: 4 l NaCl: 1.6 l	50x2= 100szt.				

neomed
WSPIERAMY LECZENIE

Dane adresowe Neomed:
Szymanów 9E, 05-532 Baniocha
Tel. 22-736-74-01 do 20
Fax 22-735-23-19, 22-736-74-09
info@neomedpolska.pl

Skuteczna, ulepszona
higiena oraz kontrola
zakażeń



OPERATION **DryMax**®

Elastyczność i wysoka jakość produkcji



Ustanawiamy wysokie standardy dla nas oraz naszych produktów.

Spełniamy wymagania środowiskowe, higieny produkcyjnej oraz wymagania funkcjonalne organów regulacyjnych i służb ochrony zdrowia na całym świecie. Jesteśmy jedną z nielicznych firm działających w tym sektorze, która ma kontrolę nad całym procesem produkcji od surowców do gotowego produktu. Nie używamy żadnych półproduktów. Ta pełna integracja produkcji pozwala nam na szybkie wprowadzanie zmian w produkcji oraz możemy odpowiadać na wymagania naszych klientów, budując zaufanie poprzez powtarzalność produkcji.

DryMax – skuteczna kontrola płynów w salach operacyjnych

DryMax stanowi nazwę handlową szeregu produktów oferujących skuteczną, ulepszoną higienę i kontrolę zakażeń w sali operacyjnej.

Wszystkie nasze produkty wykonane są zgodnie z tym samym, bezkompromisowo wysokim standardem, są łatwe w użyciu i przyjazne dla środowiska. Przyczyniają się do poprawy efektywności klinicznej i pomagają ograniczyć koszty. Opracowane i produkowane przez nas samych, Absorbent AB, Szwecja, produkty są sprzedawane przez lokalnych dystrybutorów na całym świecie.

Ulepsza środowisko pracy podczas badania i operacji

OPERATION **DryMax**[®]
2.4

Bardziej higieniczne

Bezpieczniejsze i
przyjemniejsze środowisko
pracy

Mniej czasu i pieniędzy
przeznaczanych na
czyszczenie

Mata może być utylizowana w
tradycyjny sposób

Czas między zabiegami jest
znaczco skrócony

DryMax 2.4 – superabsorbentowa
mata jednorazowego użytku lub
materiał o wysokiej zdolności do
pochłaniania.

Pomimo grubości zaledwie kilku milimetrów, mata pochłania i zatrzymuje duże ilości płynów oraz bakterii. DryMax 2.4 jest w stanie pochłoniąć do 9 litrów wody lub 3,4 litra soli fizjologicznej. Można ją umieszczać pod stołem operacyjnym lub z przodu stóp zespołu operacyjnego.

Inne zastosowania obejmują użycie na stole zabiegowym podczas badań o charakterze „mokrym” – pod pacjentem przykrytym sterylną płachtą – w celu zbierania płynu płuczącego (np. płynu irygacyjnego), co zapobiega moczeniu pacjenta czy sprzętu.

Pochłonięty płyn pozostaje wewnątrz tkaniny i zmienia się w żel. Materiał nie przecieka i nic z niego nie kapie. Ponieważ zanieczyszczone płyny pozostają w formie żelu, produkt sprzyja kontroli zakażeń podczas operacji oraz badań.

Suche i higieniczne
środowisko
operacyjne

OPERATION **DryMax**[®]

Zapewnia elastyczne i
lepsze środowisko pracy

OPERATION **DryMax**[®]
TRIPLE

DryMax XL – absorbcyjna i higieniczna mata jednorazowego użytku.

Szybko i skutecznie pochłania krew, płyny płuczące (np. płyn irygacyjny), mocz i inne płyny pojawiające się w chirurgii czy urologii endoskopowej.

Umieszczana na suchej podłodze, mata DryMax XL umożliwia chodzenie po niej i może być również umieszczona pod stołkiem. Powierzchnia anty-poślizgowa utrzymuje matę w miejscu i zapobiega przeciekaniu płynów, co redukuje ryzyko mokrej i śliskiej podłogi. DryMax XL jest pakowana w torby plastikowe, które można powiesić na hakach w sali operacyjnej celem ułatwienia korzystania.

Maty mogą być, w zależności od rodzaju pochłoniętych płynów, utylizowane w tradycyjny sposób. Włączenie mat DryMax XL do rutynowej pracy redukuje czas i pieniądze przeznaczone na czyszczenie, jak również skraca czas między zabiegami.

W przypadku znacznego wypływu płynów, można skutecznie połączyć DryMax XL z DryMax 2.4 stanowiącą matę superabsorpcyjną, co w rezultacie daje bardzo wysoką pochłaniałość.

Mata do chodzenia
Warstwa anty-poślizgowa
Pokrywa duże obszary

Pomimo grubości zaledwie kilku
milimetrów, mata pochłania i
zatrzymuje duże ilości płynów



Łatwa w składaniu na różne sposoby



DryMax Triple to superabsorpcyjna mata jednorazowego użytku lub materiał o wysokiej zdolności do pochłaniania.

DryMax Triple stanowi 3-częściową matę, łatwą w składaniu na różne sposoby lub umieszczaną wzdłuż całego stołu operacyjnego. Mata jest w stanie pochłoniąć do 15 litrów wody lub 6 litrów soli fizjologicznej. Można ją umieszczać pod stołem operacyjnym lub z przodu stóp zespołu operacyjnego.

Inne zastosowania obejmują użycie na stole zabiegowym podczas badań o charakterze „mokrym” – pod pacjentem przykrytym sterylną płachtą – w celu zbierania płynu płuczącego (np. płynu irygacyjnego), co zapobiega moczeniu pacjenta czy sprzętu.

Pochłonięty płyn pozostaje wewnątrz tkaniny i zmienia się w żel.

Materiał nie przecieka i nic z niego nie kapie. Ponieważ zanieczyszczone płyny pozostają w formie żelu, produkt sprzyja kontroli zakażeń podczas operacji oraz badań.

W efekcie uzyskujemy bardziej suche, higieniczne i bezpieczniejsze środowisko pracy – co oznacza również mniej pieniędzy i czasu przeznaczanych na czyszczenie. W zależności od pochłanianego płynu – mata może być utylizowana w tradycyjny sposób.

Czas między zabiegami jest znacząco skrócony, co umożliwia na przeprowadzenie większej liczby operacji.



Elastyczne
zastosowania

OPERATION DryMax®



Ulepszona kontrola
higieny i zakażeń w
obrębie Sali
operacyjnej

OPERATION DryMax®

DryMax Combimat – higieniczna mata jednorazowego użytku opracowana celem stworzenia lepszego i bardziej suchego środowiska pracy dla ginekologów i urologów.

Duża składa się z dwóch obszarów, jednego obszaru absorpcji oraz drugiego – obszaru superabsorbcyjnego. Mata jest przeznaczona do pochłaniania płynu płuczącego (np. płynu irygacyjnego), moczu i krwi.

Biały obszar superabsorbcyjny pozwala na chodzenie po macie, stąd mata może być również umieszczona pod stołkiem. Powierzchnia antypoślizgowa utrzymuje matę w miejscu i zapobiega przeciekaniu płynów, co redukuje ryzyko mokrej i śliskiej podłogi. Zielony obszar superabsorbcyjny ma bardzo wysoką zdolność do pochłaniania, wiąże płyny oparte na wodzie i zapobiega ich wyciekaniu. Ponieważ mata może być w łatwy sposób składana, można ją zastosować do ochrony butów, podłóg oraz innych obszarów.

Zatrzymując zakontaminowane płyny, DryMax Combimat sprzyja kontroli zakażeń podczas operacji oraz badania. W efekcie uzyskujemy bardziej suche, higieniczne i bezpieczniejsze środowisko pracy – co oznacza również mniej pieniędzy i czasu przeznaczanych na czyszczenie. W zależności od pochłanianego płynu – mata może być utylizowana w tradycyjny sposób.

Czas między zabiegami jest znacząco skrócony, co umożliwia na przeprowadzenie większej liczby operacji.

Elastyczna w składaniu

Mniej czasu i pieniędzy
przeznaczanych na czyszczenie

Szeroki zakres
zastosowań

Skuteczne pochłanianie

DryMax Sterile superabsorbcyjne podkładki sprzyjają bardziej suchemu i bezpieczniejszemu środowisku operacyjnemu, ponieważ można je umieszczać na stole operacyjnym blisko pacjenta.

DryMax Sterile to produkt jednorazowego użytku, łatwo utylizowany po zastosowaniu. Podkładki skutecznie pochłaniają i wiążą płyny oparte na wodzie, redukują czas i pieniądze przeznaczane na czyszczenie, i w efekcie skracają czas między zabiegami.

Przykłady odpowiednich zastosowań:

- Artroskopia
- Urologia
- Ginekologia
- Chirurgia kolana i barku
- Cesarskie cięcie
- Kraniotomia
- Amputacje
- Chirurgia jamy brzusznej
- Urazy
- Chirurgia oka

Produkty dla sal operacyjnych DryMax Sterile nie są opatrunkami.